

CENTRIFUGEUSE



orto
alresa

WORK		PROGRAM SETUP		MENU	
Prog:	01	Name:	ASTM D96		
Rotor:	RT220	Adap:	-		
Spin time:	0h30m00s				
RPM:	3.000	RCF:	2.385		
Accel:	60s	Deccel:	52s		
Set T.:	60 °C				
Status:	Open				
ortoalresa				↑	↓

digitor 21 C

A set of four circular navigation icons: a left-pointing arrow, a right-pointing arrow, a home icon (a house), and a square icon.

DIGTOR 21 C

- La centrifugeuse **DIGTOR 21C** est tout à fait adaptée aux applications pétrolières. Son design et sa robustesse ainsi que ses nombreuses caractéristiques lui permettent d'être très appréciée des laboratoires pétroliers.



Modèle	DIGTOR 21 C		
Normes	ASTM D91 , D96 , D893 , D1796 , D2273 , D2711 , D4007 , D5546 , ISO3734 , ISO9030...		
Vitesse de rotation	3000 tr/mn max		
Niveau sonore	< 60dB		
Température chambre	80°C max	Affichage en degré ou Celcius	Sonde de température intégrée
Préchauffage	Programmable		
Reconnaissance du rotor	Automatique		
Moteur	A induction		
Affichage	Ecran tactile TFT		
Porte	Verrouillage/déverrouillage automatique		
Rotor	4 positions . Acceptant 4 tubes coniques 100ml (8"/6")		
 Tubes	Coniques ø44x162 ou ø36x203		
Chambre	En acier inox		
Alimentation , Puissance	220-240 V , 1400W , 50-60Hz		
Poids et Dimensions	77 Kg , 540x650x400 cm (Lxlxh)		
Option	Système d'aspiration des gas		